

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Akap8 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43823

Numero articolo: CM0031066

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato all'AKAP8 umano (AKAP95) validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con il topo. Ideale per la ricerca sulla condensazione della cromatina, la regolazione del ciclo cellulare e la segnalazione PKA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | AKAP8 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Osservazioni/Alias  | AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| GeneID (Umano)      | 10270                                                                                                                           |
| GeneID              | 10270                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 480-692 dell'AKAP8 umana (NP_005849.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Reattività crociata | Umano, Mouse                                                                                                                    |
| SWISS               | O43823                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 76kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |