

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Akap8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43823

Numero articolo: CM0021837

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro AKAP8 umano (AKAP95). Adatto per WB, IHC-P ed ELISA; cross-reattività con umano e ratto. Ideale per la ricerca sulla condensazione della cromatina e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AKAP8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10270
GenelD	10270
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 592-692 di AKAP8 umano (NP_005849.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Ratto
SWISS	O43823
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio