

## Anticorpo Policlonale Anti-Akr1A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14550

Numero articolo: CM0017040



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AKR1A1 umano, validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla detossificazione delle aldeidi e sul metabolismo dei farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | AKR1A1 Rabbit pAb                                                                                                                                   |
| Note/alias          | ALR, ARM, DD3, ALDR1, HEL-S-6, AKR1A1                                                                                                               |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                |
| ID del gene (uomo)  | 10327                                                                                                                                               |
| ID del gene         | 10327                                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-325 di AKR1A1 umano (NP_006057.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                            |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                                                   |
| SWISS               | P14550                                                                                                                                              |
| Peso della proteina | 37 kDa                                                                                                                                              |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                  |