


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Akr1A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14550

Numero articolo: CM0014400



introduzione

Anticorpo policlonale umano AKR1A1 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva l'aldoso-chetoso reductasi con ruoli nella disintossicazione e nella riduzione dei carbonili. Reagisce con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AKR1A1 Rabbit pAb
Note/Alias	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; AKR1A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10327
GeneID	10327
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-325 di AKR1A1 umano (NP_006057.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14550
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio