

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Akr1A1 [Validato Ko] Per Wb E Elisa - P14550

Numero articolo: CM0024241



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro AKR1A1 umano, validato per WB e ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Adatto per studiare la funzione dell'aldo-chetoreduktasi, la detossificazione e la regolazione della S-nitrosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] AKR1A1 Rabbit pAb
Note/Alias	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; A1
Specie	Uomo
ID gene	10327
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-325 di AKR1A1 umano (NP_006057.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P14550
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio