

## Anticorpo Monoclonale Anti-Akr1B1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P15121

Numero articolo: CM0006693



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro AKR1B1 (aldoso reduttasi) per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva la proteina AKR1B1 di uomo, topo e ratto, ~36 kDa, adatto per studi sul metabolismo e sulle complicanze diabetiche.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | AKR1B1 Rabbit mAb                                                                                                                       |
| Note/Alias          | AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1                                                                                                            |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                    |
| GeneID (Uomo)       | 231                                                                                                                                     |
| GeneID              | 231                                                                                                                                     |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 dell'AKR1B1 umano (NP_001619.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                   |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                       |
| SWISS               | P15121                                                                                                                                  |
| Peso proteico       | 36kDa                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                       |