

Anticorpo Policlonale Anti-Akr1B1 Per Wb Ed Elisa - P15121

Numero articolo: CM0015909



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AKR1B1 umano (Aldoso reduttasi). Validato per WB ed ELISA, con cross-reattività verso il topo. Adatto per studi sul metabolismo e sulle complicanze diabetiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AKR1B1 Rabbit pAb
Note/Alias	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	231
GeneID	231
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-316 di AKR1B1 umano (NP_001619.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-Reattività	Umano, Topo
SWISS	P15121
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio