


Anticorpo Policlonale Anti-Akr1B1 Di Coniglio Per Wb - P15121

Numero articolo: CM0022457



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AKR1B1 umana (Aldosio reduttasi). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA e presenta reattività crociata con esseri umani, topi e ratti. Ideale per studi sulla via dei polioli e ricerche sul diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AKR1B1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	231
GeneID	231
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-316 di AKR1B1 umana (NP_001619.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P15121
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio