


Anticorpo Policlonale Anti-Akr1B10 Per Wb, Ip, Elisa - O60218

Numero articolo: CM0027070



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro AKR1B10 (ARL-1) per umano, topo, ratto. Validato in WB, IP, ELISA. Rileva il membro B10 della famiglia aldo-chetoreduktasi 1 (36 kDa, O60218).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AKR1B10 Coniglio pAb
Note/Alias	HIS; HSI; ARL1; ARL-1; ALDRLn; AKR1B11; AKR1B12; AKR1B10
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	57016
ID Gene	57016
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-316 di AKR1B10 umano (NP_064695.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60218
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio