


Anticorpo Policlonale Anti-Akr1C1 Per Wb, Elisa - Q04828

Numero articolo: CM0017656



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-AKR1C1 validato per WB ed ELISA, reattivo con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli steroidi e sui neurosteroidi; ottenuto da un immunogeno ricombinante comprendente la sequenza completa di AKR1C1 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AKR1C1 Rabbit pAb
Note/alias	C9; DD1; DDH; DDH1; H-37; HBAB; MBAB; HAKRC; DD1/DD2; 2-ALPHA-HSD; 20-ALPHA-HSD; AKR1C1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1645
GeneID	1645
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-323 di AKR1C1 umano (NP_001344.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q04828
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante