


Anticorpo Policlonale Anti-Akr1C2 (Pab Di Coniglio) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52895

Numero articolo: CM0014354



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale di coniglio anti-AKR1C2 di alta qualità validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto; rileva una proteina di 37kDa. Strumento essenziale per la ricerca sul metabolismo steroideo e sugli ormoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AKR1C2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DD; DD2; TDD; BABP; DD-2; DDH2; HBAB; HAKRD; MCDR2; SRXY8; DD/BABP; AKR1C-pseudo; AKR1C2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1646
GeneID	1646
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-323 di AKR1C2 umano (NP_995317.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P52895
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio