

Anticorpo Policlonale Anti-Akr1C3 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P42330

Numero articolo: CM0020497



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro AKR1C3 umano, convalidato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per lo studio del metabolismo degli androgeni, la segnalazione degli ormoni steroidei e i tumori ormono-dipendenti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AKR1C3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DD3, DDX, PGFS, HAKRB, HAKRe, HA1753, HSD17B5, hluPGFS, AKR1C3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8644
GeneID	8644
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	P42330
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio