

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Akr1C3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P42330

Numero articolo: CM0014800



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato all'AKR1C3 umano (P42330) per WB, IHC-P, ELISA. Rileva AKR1C3 umano, murino e ratto. Adatto per lo studio del metabolismo degli ormoni steroidei e della biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AKR1C3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8644
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-323 dell'AKR1C3 umano (NP_003730.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P42330
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio