

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Akr1C4 Per Wb, Elisa - P17516

Numero articolo: CM0030817



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio AKR1C4 validato per WB e ELISA. Reagisce con AKR1C4 (P17516) di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo degli ormoni steroidei e delle vie dei neurosteroidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AKR1C4 Rabbit pAb
Note/Alias	C11; CDR; DD4; CHDR; DD-4; HAKRA; 3-alfa-HSD; AKR1C4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1109
ID gene	1109
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17516
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio