


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Akr7A3 Per Wb, Elisa - O95154

Numero articolo: CM0031050



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'AKR7A3 umano, adatto per western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia l'aflatossina B1 aldeide riduttasi coinvolta nella disintossicazione. Ideale per lo studio della disintossicazione cellulare e del metabolismo delle tossine.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | AKR7A3 Rabbit pAb                                                                                                                                     |
| Note/Alias          | AFAR2; AKR7A3                                                                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                 |
| GeneID (Umano)      | 22977                                                                                                                                                 |
| GeneID              | 22977                                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-331 dell'AKR7A3 umano (NP_036199.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                    |
| SWISS               | O95154                                                                                                                                                |
| Peso proteico       | 37kDa                                                                                                                                                 |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                                                                                                                                     |