

Anti-Akt1 (Fosfo T308) Mab Di Coniglio Per Wb, Elisa - P31749

Numero articolo: CM0001387



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico contro AKT1 umana fosforilata a Thr308. Validato per Western blot e ELISA; ideale per la ricerca sulla segnalazione PI3K/AKT, apoptosi e metabolismo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-Akt-T308 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-Akt-T308
Specie	Umano
GeneID	207
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno a T308 di Fosfo-Akt-T308 umana (NP_005154.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P31749
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio