

Anticorpo Policlonale Anti-Akt1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31749

Numero articolo: CM0016417



introduzione

Anticorpo Policlonale AKT1 di Coniglio di alta qualità validato per applicazioni WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva AKT1 umano, murino e ratto (~56 kDa). Ideale per studi sulla segnalazione PI3K/AKT, sopravvivenza cellulare e biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	AKT1 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	207
GenelD	207
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 350-480 dell'AKT1 umano (NP_005154.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P31749
Peso Proteico	56 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio