

Anticorpo Policlonale Anti-Akt1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749

Numero articolo: CM0030275



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'AKT1 umano (PKB/RAC-alfa). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione AKT nel metabolismo cellulare, proliferazione e sopravvivenza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AKT1 Rabbit pAb
Note/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	207
GeneID	207
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 dell'AKT1 umano (NP_005154.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca refrigerante