

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Akt1/2 Per Wb, Ihc, Elisa - P31749 / P31751

Numero articolo: CM0010853



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro AKT1 e AKT2 umani, validato per WB, IHC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione di AKT nella ricerca sul cancro e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Dettagli                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | AKT1/2 Rabbit mAb                                                                         |
| Note / Alias        | AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; PKBB; PRKBB; HIHGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT1/2 |
| Specie              | Umana                                                                                     |
| GeneID (Umana)      | 207/208                                                                                   |
| GeneID              | 207/208                                                                                   |
| Immunogeno          | Peptide sintetico                                                                         |
| Origine             | Coniglio                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                     |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                          |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                         |
| SWISS               | P31749/P31751                                                                             |
| Peso proteico       | 56kDa                                                                                     |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                     |