

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Akt1/Akt2/Akt3 Per Wb, Elisa - P31749/P31751/Q9Y243

Numero articolo: CM0024318



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro AKT1/AKT2/AKT3, convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione AKT nel cancro, nel metabolismo e nella sopravvivenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AKT1/AKT2/AKT3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-123 dell'AKT1/AKT2/AKT3 umano (NP_005154.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio