


Anticorpo Monoclonale Anti-Akt1S1/Pras40 Per Wb, Elisa - Q96B36

Numero articolo: CM0011445



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro AKT1S1/PRAS40 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi di segnalazione mTORC1. Peso proteico: 27 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AKT1S1/PRAS40 Rabbit mAb
Note/Alias	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Specie	Umano
GenelD (Umano)	84335
GenelD	84335
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96B36
Peso Proteico	27 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio