


Pab Di Coniglio Anti-Akt1S1/Pras40 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96B36

Numero articolo: CM0030710



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro AKT1S1/PRAS40, un regolatore negativo chiave di mTORC1. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Peso molecolare 27kDa. Utile per la ricerca sulla crescita cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AKT1S1/PRAS40 pAb di coniglio
Note/Alias	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	84335
GeneID	84335
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96B36
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio