


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Akt1S1/Pras40 Per Wb, Elisa - Q96B36

Numero articolo: CM0020567



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting AKT1S1/PRAS40, un regolatore negativo di mTORC1, per Western blot e ELISA. Riconosce AKT1S1/PRAS40 umano; peso molecolare previsto 27 kDa. Ideale per la ricerca sul sensing dei nutrienti e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AKT1S1/PRAS40 Rabbit pAb
Note/Alias	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	84335
Gene ID	84335
Immunogeno	Peptide sintetico, una sequenza all'interno degli amminoacidi 150-256 di AKT1S1/PRAS40 umano (NP_001092103.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96B36
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio