


Anticorpo Monoclonale Anti-Akt2 Per Wb - P31751

Numero articolo: CM0006921



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro AKT2 umano (P31751), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Indicato per lo studio della segnalazione PI3K/AKT, del metabolismo del glucosio e della sopravvivenza cellulare in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AKT2 Rabbit mAb
Note/alias	PKBB; PRKBB; HIHGHH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	208
ID del gene	208
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 390-490 di AKT2 umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P31751
Peso della proteina	56 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio