


Anticorpo Policlonale Anti-Akt2 Per Wb, Elisa - P31751

Numero articolo: CM0021831



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'AKT2 umano (PKB beta). Convalidato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso uomo e topo. Adatto per lo studio della segnalazione dell'insulina, del trasporto del glucosio, dell'apoptosi e dei percorsi oncologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale (pAb) di coniglio anti-AKT2
Note/Alias	PKBB; PRKBB; HIHGHH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2
Specie	Umano
GeneID	208
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 381-481 dell'AKT2 umano (NP_001617.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P31751
Peso proteico	56 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio