

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Akt3 Per Wb, Elisa - Q9Y243

Numero articolo: CM0017904



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che punta AKT3 umana (serina/treonina protein chinasi RAC-gamma), convalidato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione di AKT nello sviluppo cerebrale e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	AKT3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MPPH, PKBG, MPPH2, PRKBG, STK-2, PKB-GAMMA, RAC-gamma, RAC-PK-gamma, AKT3
Specie	Umana
ID gene (Umana)	10000
ID gene	10000
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-190 di AKT3 umana (NP_859029.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y243
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio