


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Alad Per Wb, Elisa - P13716

Numero articolo: CM0030711



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato all'ALAD umano (delta-aminolevulinato deidratasi/sintasi porfobilinogeno). Validato per Western blot e ELISA. Adatto per studi sulla biosintesi dell'eme e sul metabolismo delle porfirine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALAD Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PBGS; ALADH; ALAD
Specie	Umano
GeneID (umano)	210
GeneID	210
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-330 dell'ALAD umano (NP_000022.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13716
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio