


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Alad Per Wb, If/Icc, Elisa - P13716

Numero articolo: CM0018120



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la delta-aminolevulinico acido deidratasi (ALAD) umana, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con essere umano e topo. Banda attesa a 36 kDa. Per la ricerca sulla biosintesi dell'eme.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ALAD Rabbit pAb
Note / Alias	PBGS; ALADH; ALAD
Specie	Umana
GenelD (umano)	210
GenelD	210
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-330 della ALAD umana (NP_000022.3).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P13716
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio