

Anticorpo Monoclonale Anti-Alas1 Per Wb, Elisa - P13196

Numero articolo: CM0008224

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ALAS1 validato per WB ed ELISA. Rileva l'ALAS1 umano, un enzima mitocondriale che catalizza il passo limitante della biosintesi biosintesi dell'eme. Ideale per ricerche sul metabolismo dell'eme e sulla porfiria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ALAS1 Rabbit mAb
Note/Alias	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	211
GeneID	211
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 541-640 dell'ALAS1 umano (P13196).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13196
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio