

Anticorpo Policlonale Anti-Alas2 Per Wb, Elisa - P22557

Numero articolo: CM0026184



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ALAS2 umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce ALAS2 umano, murino e ratto; adatto per la ricerca sulla biosintesi dell'eme e sull'eritropoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALAS2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ASB; ANH1; XLSA; ALASE; XLDPP; XLEPP; ALAS-E; SIDBA1; ALAS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	212
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-320 di ALAS2 umano (NP_001033057.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P22557
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio