


Anticorpo Policlonale Anti-Albumina Di Coniglio Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P02768

Numero articolo: CM0018651



introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-Albumina di Coniglio validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Immunogeno: proteina ricombinante. Ideale per studi sulla pressione osmotica plasmatica e sul trasporto di metalli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Anti-Albumina di Coniglio (pAb)
Note/Alias	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Albumina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	213
GeneID	213
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-609 dell'albumina umana (NP_000468.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02768
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio