


Anticorpo Monoclonale Anti-Albumina/Alb Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02768

Numero articolo: CM0005521



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Albumina/ALB umana, validato per Western blot, immunoistochimica, immunofluorescenza e ELISA. Adatto per campioni di origine umana, murina e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Albumina/ALB mAb di coniglio
Note/Alias	ALB; HSA; PRO0883; PRO0903; PRO1341; albumina; Albumin/ALB
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	213
ID gene	213
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-609 dell'Albumina/ALB umana (NP_000468.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P02768
Peso proteico	45kDa/47kDa/69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio