

Anticorpo Monoclonale Anti-Alcool Deidrogenasi 1A Per Wb, Elisa - P07327

Numero articolo: CM0003381



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Alcool Deidrogenasi 1A umana (ADH1A), convalidato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sul metabolismo alcolico. - P07327.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro Alcool Deidrogenasi
Annotazioni / Alias	ADH1; Alcool Deidrogenasi
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	124
ID gene	124
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'Alcool Deidrogenasi umana (P07327).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P07327
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio