

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Alcool Deidrogenasi Per Wb, Elisa - P07327

Numero articolo: CM0014450



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Alcool Deidrogenasi 1A (ADH1A) umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per studi sul metabolismo alcolico e l'ossidazione dell'etanolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Alcool Deidrogenasi pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	ADH1A; ADH1; Alcool Deidrogenasi
Specie	Umana
GeneID (Umana)	124
GeneID	124
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-300 dell'Alcool Deidrogenasi umana (NP_000658.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P07327
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio