

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aldh18A1 Per Wb, Elisa - P54886

Numero articolo: CM0016225



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ALDH18A1 di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della biosintesi della prolina e del metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | ALDH18A1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/alias          | GSAS; P5CS; PYCS; SPG9; ADCL3; SPG9A; SPG9B; ARCL3A; ALDH18A1                                                                  |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| GeneID (uomo)       | 5832                                                                                                                           |
| GeneID              | 5832                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di ALDH18A1 umano (NP_002851.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                              |
| SWISS               | P54886                                                                                                                         |
| Peso della proteina | 87 kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Confezione refrigerante                                                                                                        |