


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Aldh1A1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P00352

Numero articolo: CM0002988



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per ALDH1A1 umano (ALDC, RALDH1). Validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo dell'acido retinoico e sulla detossificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ALDH1A1 mAb Coniglio
Note/Alias	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Specie	Umano
Gene ID	216
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00352
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio