


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Aldh1A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Numero articolo: CM0007189



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ALDH1A1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva ALDH1A1 umano e di ratto, un enzima chiave nella sintesi dell'acido retinoico e nella detossificazione degli aldeidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ALDH1A1 Rabbit mAb
Note/Alias	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	216
Gene ID	216
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 250-350 di ALDH1A1 umano (NP_000680.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P00352
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio