


Anticorpo Policlonale Anti-Aldh1A1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Numero articolo: CM0021337



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ALDH1A1 per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reattività incrociata con Uomo, Topo, Ratto. Approfondisci la funzione dell'aldeide deidrogenasi 1A1 nel metabolismo dell'acido retinoico e nella disintossicazione cellulare con questo anticorpo policlonale di coniglio validato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALDH1A1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	216
GeneID	216
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 301-400 di ALDH1A1 umano (NP_000680.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P00352
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio