


Anticorpo Monoclonale Anti-Aldh1A2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 094788

Numero articolo: CM0008833



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ALDH1A2 validato per Western blot, immunoistochimica ed ELISA. Rileva ALDH1A2 umano, di topo e di ratto; immunogeno ricombinante dalla sequenza N-terminale; proteina di 57 kDa; spedito su ghiaccio; ideale per studi sulla segnalazione dell'acido retinoico e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ALDH1A2 Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Note/Alias	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(II); ALDH1A2
Specie	Umano
GeneID (umano)	8854
GeneID	8854
Immunogeno	Peptide Sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di ALDH1A2 umano (NP_003879.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	094788
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio