


Anticorpo Policlonale Anti-Aldh1A2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O94788

Numero articolo: CM0026546



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano ALDH1A2 (RALDH2) per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reatta con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dell'acido retinoico nello sviluppo e nella malattia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALDH1A2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(II); ALDH1A2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8854
Gene ID	8854
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 dell'ALDH1A2 umano (NP_733797.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O94788
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio