


Anticorpo Policlonale Anti-Aldh1A3 Per Wb Ed Elisa - P47895

Numero articolo: CM0016547



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ALDH1A3 validato per Western blot ed ELISA. Rileva ALDH1A3 umano e murino, una deidrogenasi della retinaldeide fondamentale per la sintesi dell'acido retinoico e lo sviluppo embrionale dell'occhio. Ideale per la ricerca sul metabolismo e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALDH1A3 Rabbit pAb
Note/Alias	ALDH6; MCOP8; RALDH3; ALDH1A6; ALDH1A3
Specie	Umano
ID gene (umano)	220
ID gene	220
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di ALDH1A3 umano (NP_000684.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P47895
Peso molecolare	56 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante