

Anticorpo Policlonale Anti-Aldh1B1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P30837

Numero articolo: CM0029213



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ALDH1B1 umana (aldeide deidrogenasi mitocondriale). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio del metabolismo alcolico e dello stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALDH1B1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ALDH5; ALDHX; ALDH1B1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	219
GeneID	219
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 278-517 dell'ALDH1B1 umano (NP_000683.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P30837
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio