

## Anticorpo Policlonale Anti-Aldh1B1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P30837

Numero articolo: CM0018530



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'aldeide deidrogenasi mitocondriale umana ALDH1B1, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per studi sul metabolismo dell'alcol, la disintossicazione e lo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | ALDH1B1 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Osservazioni/Alias    | ALDH5; ALDHX; ALDH1B1                                                                                                             |
| Specie                | Umano                                                                                                                             |
| ID Gene (Umano)       | 219                                                                                                                               |
| ID Gene               | 219                                                                                                                               |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 278-517 dell'ALDH1B1 umana (NP_000683.3) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                             |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività incrociata | Umano                                                                                                                             |
| SWISS                 | P30837                                                                                                                            |
| Peso proteico         | 57kDa                                                                                                                             |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                |