


Anticorpo Policlonale Anti-Aldh1L1 Per Wb, Elisa - 075891

Numero articolo: CM0025438



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per ALDH1L1 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Mira alla 10-formiltetraidrofolato deidrogenasi citosolica, un enzima chiave nel metabolismo a un atomo di carbonio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ALDH1L1 Rabbit pAb
Note/Alias	FDH; FTHFD; 10-FTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10840
GeneID	10840
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di ALDH1L1 umano (NP_036322.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075891
Peso Proteico	99kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio