


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Aldh1L1 Per Wb, If, Ihc, Elisa - O75891

Numero articolo: CM0009123



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro l'ALDH1L1 umano (10-formiltetraidrofolato deidrogenasi citosolica). Validato per WB, IF, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo a un carbonio e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ALDH1L1 Rabbit mAb
Note/Alias	FDH; FTHFD; 10-FTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10840
ID Gene	10840
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-300 dell'ALDH1L1 umano (O75891)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75891
Peso Proteico	99 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio