


Anticorpo Policlonale Anti-Aldh2 Per Wb, Elisa - P05091

Numero articolo: CM0017629



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'aldeide deidrogenasi mitocondriale umana ALDH2, validato per Western blot e ELISA. Rileva ALDH2 di topo e ratto; ~56 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALDH2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Specie	Umano
GeneID (umano)	217
GeneID	217
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-380 dell'ALDH2 umana (NP_000681.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P05091
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio