


Anticorpo Policlonale Anti-Aldh2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05091

Numero articolo: CM0015125



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ALDH2 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio della deidrogenasi mitocondriale delle aldeidi nella clearance della formaldeide e nelle patologie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALDH2 Rabbit pAb
Note/Alias	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Specie	Umano
GeneID (umano)	217
GeneID	217
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 321-480 di ALDH2 umano (NP_000681.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P05091
Peso della proteina	56 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante