


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Aldh2 Per Wb, Elisa - P05091

Numero articolo: CM0002040



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'ALDH2 umano, adatto per WB e ELISA. Rileva i livelli endogeni di ALDH2 nelle specie umana, topo e ratto. Ideale per studi sulla clearance della formaldeide e sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALDH2 Rabbit mAb
Note/Alias	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	217
GeneID	217
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 dell'ALDH2 umano (P05091).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P05091
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio