

Anticorpo Policlonale Anti-Aldh3A1 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P30838

Numero articolo: CM0027784



introduzione

ALDH3A1 pAb di coniglio validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Rileva una proteina di 50 kDa. Adatto per ricerche sulla cornea e sulla disintossicazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALDH3A1 pAb di coniglio
Annotazioni / Alias	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di ALDH3A1 umano (NP_001128640.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30838
Peso proteico	50 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio