

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Aldh3A1 Per Wb, If-P, Elisa - P30838

Numero articolo: CM0007549



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ALDH3A1 validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Bersaglia l'aldeide deidrogenasi 3A1 (P30838), un enzima citoplasmatico fondamentale per la detossificazione delle aldeidi e la protezione corneale dai raggi UV. 50 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALDH3A1 Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di ALDH3A1 umano. (NP_000682.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30838
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio